

FALCO FIX 2.0 CYKELPUMPE



FALCOFIX 2.0 CYKELPUMPE

For at øge antallet af cyklister i vores byer, kan man med fordel gøre miljøet mere cykelvenligt. Ikke kun ved at anlægge cykelstier og cykelparkering, men også ved hjælp af andre midler som eksempelvis at tilbyde en cykelpumpe.

Denne cykelpumpe yder en ekstra service til dine cyklende medarbejdere, beboere eller gæster. Det kan også nævnes, at FalcoFix 2.0 cykelpumpen er budgetvenlig og nem at bruge.

SERVICE | for cyklister

BÆREDYGTIG | lang levetid og kan genbruges

FUNKTIONEL | og brugervenlig

FALCOFIX 2.0 CYKELPUMPE

Ønsker du at motivere dine medarbejdere, besøgende eller kunder til at fortsætte med at bruge cyklen? Så kan du tilbyde dem gode cykelparkeringsforhold og kræse lidt ekstra for dem ved at stille en cykelpumpe til rådighed. Der er nemlig ikke noget, der er så irriterende som et fladt dæk, når man er cyklist!

Denne nye cykelpumpe er velegnet til det offentlige rum. Det anbefales at placere den på et fortrinsvist tørt og evt. overvåget sted.

Materiale


FalcoFix 2.0 kan pumpe alle dæktyper op, fordi pumpen er udstyret med en reduktionsventil, der passer til alle ventiler. Man kan også aflæse dæktrykket på manometeret, der er integreret i cykelpumpen.

FalcoFix 2.0 er fremstillet af varmgalvaniseret stål. Nogle af delene som eksempelvis pumpestangen er dog lavet af rustfrit stål. Hvis det ønskes kan pumpen pulverlakeres i en ønsket RAL-farve, eller man kan også personliggøre FalcoFix 2.0 ved at tilføje logoer eller tekst-etiketter.

FalcoFix 2.0 er udstyret med en påsvejt fodplade. Falco anbefaler at montere cykelpumpen med fodplade på en præfabrikeret betonfod.

Reparationskit

Du kan evt. tilkøbe et reparationskit sammen med cykelpumpen. Kittedet kommer i samme stil og kvalitet som cykelpumpen og indeholder alt, hvad du har brug for til at udføre småreparationer og vedligehold.



FALCOFIX 2.0 CYKELPUMPE

Beskrivelse	Varenr.
FalcoFix 2.0 cykelpumpe med manometer, monteret på fodplade	01.962.000
FalcoFix 2.0 cykelpumpe med manometer, monteret på fodplade, pulverlakeret i RAL ___, farve ____	PC01.962.000



VEDLIGEHOELDESKRAV TIL FALCOFIX 2.0 CYKELPUMPE


Dette dokument beskriver de vedligeholdelsestrin, der kræves til FalcoFix 2.0 cykelpumpen. Det er kundernes ansvar at sikre at FalcoFix 2.0 bliver ved med at være i god stand og give den et servicetjek hver sjette måned. Hvis det skulle ske, at cykelpumpen ikke kan give tryk, kræves et øjeblikkeligt service-tjek ved at følge de nedenstående trin.

Nødvendigt værktøj:


- * 10 mm skruenøgle (stillet til rådighed af kunden selv)
- * Silikone spray (leveret med FalcoFix 2.0)

TRIN 1


- * Drej håndtaget indtil en bolt bliver synlig
- * Fjern bolten med en 10 mm skruenøgle
- * Løft håndtaget og de tilhørende komponenter ud af røret

**TRIN 2**

Sprøjt silikone ind på indervæggen af røret.

**TRIN 3**

Skub håndtaget tilbage i stålrøret og sikr alle komponenter med bolt og skruenøgle.



| For et kreativt og spændende byrum
WWW.FALCOAS.DK |